

PRUEBA RÁPIDA Y SIMPLE

Averigüe si está consumiendo drogas en el trabajo



Oral-View[®] Saliva

Ensayo de un paso para
detectar el abuso de drogas

Para la detección en la saliva humana de hasta 8 drogas ilegales o con receta, para determinar su uso ilícito



“DONDE LA CALIDAD Y EL VALOR SE UNEN EN EL DIAGNÓSTICO”™

Oral-View[®] prueba simple y exacta para detectar el abuso de drogas en la saliva



- Los resultados están listos en 5 minutos aprox.
- Prueba en un paso
- Método de recolección es fácil
- Muestra requerida es mínima
- El dispositivo puede ser enviado para confirmar resultados positivos
- También está disponible en formatos de una sola droga
- Fabricado en los Estados Unidos

SUSTANCIAS ANALIZADAS		
Producto	Descripción	Límite
AMP	Anfetamina	50 ng/mL
BZD	Benzodiazepina	20 ng/mL
COC	Cocaína	20 ng/mL
MET	Metanfetamina Ecstasy (MDMA)	50 ng/mL
OPI	Morfina / Opiáceos	40 ng/mL
MTD	Metadona	30 ng/mL
PCP	Fenciclidina	10 ng/mL
THC	Marihuana	12 ng/mL

Para ordenar o solicitar información adicional por favor contactar a uno de nuestros representantes hoy:



“DONDE LA CALIDAD Y EL VALOR SE UNEN EN EL DIAGNÓSTICO”™